

## VWR<sup>®</sup>迷你离心机



体积小，操作便利  
拥有高品质，卓越的性能

# VWR®迷你离心机



VWR® MiniStar silverline and Miniarray离心机主要应用于非高速离心要求的微滤、细胞分离和显微玻片干燥，也可应用于低温环境。主机外壳采用ABS工程塑料，金属底座，透明的安全盖。按压机身前端蓝色按钮即可停止离心操作和打开透明盖；同时，机身背后按钮也可控制仪器开关。

### 产品特点：

- 超静音，紧凑安全可靠的设计
- 启动停止可在数秒内完成
- Miniarray 可10秒内完成两片显微玻片干燥
- Ministar silverline 可用于离心管和PCR管条的离心
- 占地小，操作简便

### 技术指标：

型号	VWR® MiniStar silverline	VWR® MiniArray
速率	8x1.5/2.0ml 离心管 4x8x0.2ml 管条 8x0.5/0.4ml 离心管	2片显微玻片
最高转速	6000rpm	4000rpm
最大离心力	2000g	1216g
尺寸 WxDxH	132x155x110mm	132x155x111mm
重量	0.75kg	0.75kg
电源	230V,50/60Hz	230V,50/60Hz

### 订购信息：

型号	货号
VWR® MiniStar silverline 离心机	VWRI521-2845
8*1.5/2.0ml 离心管转子	VWRI521-2847
4x8*0.2 ml PCR管条的转子	VWRI521-2848
适用于0.5ml 离心管适配器，6个/包	VWRI521-2817
适用于0.4ml 离心管适配器，6个/包	VWRI521-2818
VWR® MiniArray微型玻片离心机	VWRI521-2850
显微玻片夹具	VWRI521-2852