

VWR[®]生命科学耗材手册

离心管

血清移液管

瓶口过滤器

细胞培养皿/板/瓶

培养小室

细胞刮刀

滚瓶

试剂瓶

高温高压垃圾袋

VWR® 高效离心管

VWR®高效离心管现供应15mL或50mL，符合当今大部分离心机的转子。所有离心管都拥有清楚的刻度印刷以及不易被试剂溶解腐蚀的侧面白色标记区。这些离心管提供易于标记的平盖和密封性更好的螺盖。这些离心管以袋装或以能经受住高温高压作用的离心管架包装。这些离心管经放射辐照灭菌以确保没有细胞毒素残留从而保护您的样本。



- 能承受12500g的离心力
- 提供两种规格的盖子, 无热原
- 能承受低温
- 袋装或耐高温高压作用的离心管架包装
- 符合CFR21认证的树脂

VWR®高效离心管为您的每日工作而设计。它们被设计成足以承受12500g的离心力。您可以选择易于标记的平盖或者密封性更好的螺盖。它们由符合美国药典法规并且持久耐用的聚丙烯树脂制成并且经测试不含内毒素以及核酸酶。您可以在-80℃的冰箱中用它们储存样品。

货号	产品描述	包装(个)
525-0403	高效离心管, 平盖, 灭菌, 架装, 50 mL	500
525-0402	高效离心管, 平盖, 灭菌, 袋装, 50 mL	500
525-0401	高效离心管, 平盖, 灭菌, 架装, 15 mL	500
525-0400	高效离心管, 平盖, 灭菌, 袋装, 15 mL	500
525-0450	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 架装, 15 mL	500
525-0449	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 袋装, 15 mL	500
525-0448	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 架装, 50 mL	500
525-0447	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 袋装, 50 mL	500
525-0604	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 15 mL	500
525-0606	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 15 mL	500
525-0608	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 50 mL	500
525-0610	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 50 mL	500
525-0605	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 15 mL	500
525-0607	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 15 mL	500
525-0612	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 50 mL	500
525-0609	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 50 mL	500



VWR® 棕色15mL和50mL高效离心管

针对于光敏感样品, 可以100%阻挡紫外光, 可以用来替代锡箔纸, 在阻挡紫外光的同时, 可见光可以正常通过的, 这样您可以看到您的样品体积, 可高温高压灭菌以及-80度冻存。

货号	产品描述	包装(个)
525-0442	高效离心管, 棕色, 灭菌, 架装, 15 mL	500
525-0441	高效离心管, 棕色, 灭菌, 袋装, 15 mL	500
525-0440	高效离心管, 棕色, 未灭菌, 袋装, 管和盖分别包装, 15 mL	500
525-0439	高效离心管, 棕色, 灭菌, 架装, 50 mL	500
525-0438	高效离心管, 棕色, 灭菌, 袋装, 50 mL	500
525-0437	高效离心管, 棕色, 未灭菌, 袋装, 管和盖分别包装, 50 mL	500
525-0598	离心管, 棕色, 架装, 无菌, 15 mL	500
525-0599	离心管, 棕色, 袋装, 无菌, 15 mL	500
525-0600	离心管, 棕色, 散装, 未灭菌, 15 mL	500
525-0601	离心管, 棕色, 架装, 无菌, 50 mL	500
525-0602	离心管, 棕色, 袋装, 无菌, 50 mL	500
525-0603	离心管, 棕色, 散装, 未灭菌, 50 mL	500



VWR® 可自立高效离心管

当手边没有管架时可自立离心管是您的不二选择, 包括白色抵抗溶剂的书写区域以及清晰的黑色刻度标记, 瓶盖或凹盖供您选择。

货号	产品描述	包装(个)
525-0224	SUPERCLAER 离心管, 灭菌, 平盖, 袋装, 50 mL	500
525-0418	离心管, 灭菌, 自立, 50 mL	500
525-0417	离心管, 未灭菌, 自立, 50 mL	500
525-0416	离心管, 未灭菌, 自立, 管和盖分别包装, 50 mL	500
525-0611	锥形带架离心管, 自立式, 50 mL	500



VWR® 微量尖底离心管

- 多种颜色多种离心力供您选择
- 盖子更加容易开启符合人体动力学计
- 可高温高压灭菌以及冻存
- 透明的聚苯乙烯可以给到您更加清晰的视觉

货号	产品描述	包装(个)
211-0119	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 紫色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0118	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 红色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0117	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 橙色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0116	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 黄色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0038	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 多色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0037	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 绿色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0036	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 蓝色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0035	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 琥珀色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0034	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 自然色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0033	SUPERCLEAR 微量离心管, 灭菌, 带刻度, 透明, 1.7 mL, RCF 14,000g	500
211-0032	SUPERCLEAR 微量离心管, 无盖, 带刻度, 透明, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0031	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 多色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0030	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 绿色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0029	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 蓝色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0028	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 紫色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0027	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 红色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0026	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 橙色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0025	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 黄色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0024	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 橙色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0014	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 多色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0013	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 绿色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0012	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 蓝色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0011	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 紫色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0010	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 红色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0009	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 橙色, 1.7 mL, RCF 20,000g	500

货号	产品描述	包装(个)
211-0007	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 透明, 1.7 mL, RCF 20,000g	500
211-0023	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 多色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0022	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 绿色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0021	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 蓝色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0020	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 紫色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0019	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 红色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0018	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 橙色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0017	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 黄色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0016	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 琥珀色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0015	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 透明, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
10026-086	微量离心管, 蓝色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-714	微量离心管, 绿色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-716	微量离心管, 自然色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-718	微量离心管, 自然色, 0.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-720	微量离心管, 蓝色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-722	微量离心管, 绿色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-724	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-726	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-728	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-730	微量离心管, 蓝色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-732	微量离心管, 绿色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-734	微量离心管, 蓝色, 2 mL, RCF 25,000g	400
10025-736	微量离心管, 绿色, 2 mL, RCF 25,000g	400
10025-738	微量离心管, 自然色, 2 mL, RCF 25,000g	400



VWR® 微量螺口离心管

- 超清透明树脂制成
- 0.5 mL, 1.5 mL, 2.0 mL等不同规格供您选择
- 可反复拉锁式包装袋
- 盖子和管子都可耐受高温高压和冻存
- 离心力可达到20000g

货号	产品描述	包装(个)
211-0101	微量离心管, 无裙边, 灭菌, 2.0 mL	500
211-0125	微量离心管, 无盖, 1.5 mL	500
211-0126	微量离心管, 无盖, 2.0 mL	500
211-0127	微量离心管螺旋盖, 黄色	500
211-0128	微量离心管螺旋盖, 绿色	500
211-0129	微量离心管螺旋盖, 蓝色	500
211-0130	微量离心管螺旋盖, 紫色	500
211-0131	微量离心管螺旋盖, 白色	500
211-0122	微量离心管, 尖底, 灭菌, 0.5 mL	500
211-0121	微量离心管, 尖底, 未灭菌, 0.5 mL	500
211-0123	微量离心管, 无盖, 尖底, 0.5 mL	500
211-0124	微量离心管, 无盖, 尖底, 1.5 mL	500
211-0100	微量离心管, 无裙边, 未灭菌, 2.0 mL	500
211-0099	微量离心管, 裙边, 灭菌, 1.5 mL	500
211-0098	微量离心管, 裙边, 未灭菌, 1.5 mL	500
211-0097	微量离心管, 裙边, 灭菌, 0.5 mL	500

货号	产品描述	包装(个)
211-0096	微量离心管, 裙边, 未灭菌, 0.5 mL	500
211-0095	微量离心管, 裙边, 无盖, 0.5 mL	500
211-0094	微量离心管, 裙边, 灭菌, 2 mL	500
211-0093	微量离心管, 裙边, 未灭菌, 2 mL	500
211-0092	微量离心管, 裙边, 无盖, 2 mL	500
211-0091	微量离心管, 无裙边, 灭菌, 1.5 mL	500
211-0090	微量离心管, 无裙边, 未灭菌, 1.5 mL	500
211-0089	微量离心管螺旋盖, 多色	500
211-0088	微量离心管螺旋盖, 红色	500
211-0087	微量离心管螺旋盖, 橙色	500
211-0086	微量离心管螺旋盖, 透明	500
525-0641	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 0.5 mL	500
525-0642	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 0.5 mL	500
525-0643	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 0.5 mL	500
525-0644	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 0.5 mL	500
525-0645	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 1.5 mL	500
525-0646	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 1.5 mL	500
525-0647	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 1.5 mL	500
525-0648	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 1.5 mL	500
525-0649	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 2 mL	500
525-0650	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 2 mL	500
525-0651	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 2 mL	500
525-0652	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 2 mL	500
525-0653	微量螺口离心管管盖, 自然色, 未灭菌	500
525-0654	微量螺口离心管管盖, 白色, 未灭菌	500
525-0655	微量螺口离心管管盖, 蓝色, 未灭菌	500
525-0656	微量螺口离心管管盖, 绿色, 未灭菌	500
525-0657	微量螺口离心管管盖插入小管, 白色, 未灭菌	500
525-0658	微量螺口离心管管盖插入小管, 蓝色, 未灭菌	500
525-0659	微量螺口离心管管盖插入小管, 绿色, 未灭菌	500



VWR® 血清移液管

- 聚苯乙烯制造
- 每种体积是一种颜色标记, 并且每只移液管上有清的刻度标识
- 刻度的正负误差不会超过2%
- Gamma射线灭菌
- 无热原
- 独立包装, 容易撕开, 并且纸张是无屑纸

货号	产品描述	包装(个)
612-3695	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 50 mL	250
612-3696	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 50 mL	100
612-3697	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 25 mL	350
612-3698	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 25 mL	200
612-3699	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 10 mL	350
612-3700	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 10 mL	200
612-3701	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 5 mL	500
612-3702	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 5 mL	300
612-3703	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 2 mL	700
612-3704	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 2 mL	800
612-3705	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 1 mL	1,000
612-3707	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 1 mL	1,000



VWR® 瓶口过滤器

- 漏斗和接收瓶都为原生PS制造
- 试剂除菌过滤的理想选择, 包括细胞培养基、缓冲液及其他生物试剂
- PES膜: 低吸附和低析出, 适合细胞培养
- 0,2 µm用于除菌过滤, 0,45 µm缓冲液过滤
- 每个都可追溯查询
- 过滤好的液体可以直接存储在储液瓶中
- 无热原无内毒素
- 生产符合ISO 10993-5, 1999
- 单个包装于易撕的袋子中, 储液瓶的盖子单独包装

货号	产品描述	包装(个)
514-0328	瓶口过滤器, PES, 0.2 µm, 无菌, 150 mL	12
514-0329	瓶口过滤器, PES, 0.45 µm, 无菌, 150 mL	12
514-0330	瓶口过滤器, PES, 0.2 µm, 无菌, 250 mL	12
514-0331	瓶口过滤器, PES, 0.45 µm, 无菌, 250 mL	12
514-0332	瓶口过滤器, PES, 0.2 µm, 无菌, 500 mL	12
514-0333	瓶口过滤器, PES, 0.45 µm, 无菌, 500 mL	12
514-0334	瓶口过滤器, PES, 0.2 µm, 无菌, 1,000 mL	12
514-0335	瓶口过滤器, PES, 0.45 µm, 无菌, 1,000 mL	12
514-0336	过滤杯, PES, 0.2 µm, 无菌, 150 mL	24
514-0337	过滤杯, PES, 0.45 µm, 无菌, 150 mL	24
514-0338	过滤杯, PES, 0.2 µm, 无菌, 150 mL	24
514-0339	过滤杯, PES, 0.45 µm, 无菌, 250 mL	24
514-0340	过滤杯, PES, 0.2 µm, 无菌, 500 mL	24
514-0341	过滤杯, PES, 0.45 µm, 无菌, 500 mL	24
514-0342	过滤杯, PES, 0.2 µm, 无菌, 1,000 mL	24
514-0343	过滤杯, PES, 0.45 µm, 无菌, 1,000 mL	24
514-0344	接收瓶, 无菌, 150 mL	24
514-0345	接收瓶, 无菌, 250 mL	24
514-0346	接收瓶, 无菌, 500 mL	24
514-0347	接收瓶, 无菌, 1,000 mL	24



VWR® 细胞培养皿

- 细胞培养处理, 适合贴壁细胞培养平底, 厚薄均一, 保证细胞生长的一致性
- 独特的层叠圈设计, 堆放和操作更方便
- 独特的夹圈的设计, 培养皿不会打滑
- 包装在拉链式可自立袋中, 保持培养皿的直立, 降低了污染的风险
- 每个包装袋都有批号可以追踪


货号	产品描述	包装(个)
734-2317	细胞培养皿, 灭菌, 直径 35 mm	960
734-2318	细胞培养皿, 灭菌, 直径 60 mm	600
734-2319	细胞培养皿, 灭菌, 直径 70 mm	600
734-2320	细胞培养皿, 灭菌, 直径 90 mm	500
734-2321	细胞培养皿, 灭菌, 直径 100 mm	300
734-2322	细胞培养皿, 灭菌, 独立包装, 直径 150 mm	120



VWR® 细胞培养瓶

- 细胞培养处理, 适合贴壁细胞培养
- 瓶颈和瓶底的设计提供更好的稳定性
- 培养瓶两面有容量刻度标记以及预留的书写区域
- 包装在拉链式的可以自站的袋子中, 这样培养瓶持立, 降低了污染的风险
- 每个包装袋都有批号可以追踪
- 有两种HDPE的盖子适用于开放和封闭培养
- 透气盖: 0.22 μm 的疏水膜便于气体交换同时减污染风险
- 密闭盖: 用于密闭系统培养或轻轻拧松盖子四分之一周于开放系统
- 于10万级洁净室环境中进行生产

货号	产品描述	包装(个)
734-2309	细胞培养瓶, 透气盖, 灭菌, 培养面积 12.5 cm ²	200
734-2310	细胞培养瓶, 密闭盖, 灭菌, 培养面积 12.5 cm ²	200
734-2311	细胞培养瓶, 透气盖, 灭菌, 培养面积 25 cm ²	200
734-2312	细胞培养瓶, 密闭盖, 灭菌, 培养面积 25 cm ²	200
734-2313	细胞培养瓶, 透气盖, 灭菌, 培养面积 75 cm ²	100
734-2314	细胞培养瓶, 密闭盖, 灭菌, 培养面积 75 cm ²	100
734-2315	细胞培养瓶, 透气盖, 灭菌, 培养面积 185 cm ²	40
734-2316	细胞培养瓶, 密闭盖, 灭菌, 培养面积 185 cm ²	40
734-2600	细胞培养瓶, 透气盖, 灭菌, 培养面积 300 cm ²	18
743-2601	细胞培养瓶, 密闭盖, 灭菌, 培养面积 300 cm ²	18



VWR® 细胞培养板

- 细胞培养处理, 适合贴壁细胞培养, 孔体积的一致性保证细胞生长面积的均一性
- 加高的孔沿和盖子上突出的圆环能够降低孔内样品的蒸发
- 盖子只有在 一个位置在可以盖上保证降低污染的风险和错
- 每个孔都有一个代码便于识别
- 独立包装而且包装一撕就开容易使用

货号	产品描述	包装(个)
734-2323	细胞培养板, 6 孔, 灭菌, 独立包装	100
734-2324	细胞培养板, 12 孔, 灭菌, 独立包装	100
734-2325	细胞培养板, 24 孔, 灭菌, 独立包装	100
734-2326	细胞培养板, 48 孔, 灭菌, 独立包装	100
734-2327	细胞培养板, 96 孔, 平底, 灭菌, 独立包装	100
734-2328	细胞培养板, 96 孔, U底, 灭菌, 独立包装	100



VWR® 细胞培养小室

- PC, 无菌, 带盖子
- 可提供0.1到12.0 µm膜孔径
- 膜经过细胞培养处理, 易于贴壁培养
- 装配与微孔板中
- 耐受常用的固定和染色试剂
- PET, 无菌, 带盖子
- 特别适合于细胞贴壁和生长, 超透明
- 显微镜下有较好的细胞可视性
- 保证细胞活力强和易于单层细胞生长
- 适用于6, 12和24-孔板

货号	产品描述	包装(个)
734-2715	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2716	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2717	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 12.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2718	培养小室, 6 孔板, PET 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2719	培养小室, 6 孔板, PET 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2720	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2721	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2722	培养小室, 6 孔板, PC 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2723	培养小室, 6 孔板, PET 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2724	培养小室, 6 孔板, PET 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2725	培养小室, 6 孔板, PET 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 24 mm	24
734-2726	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2727	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2728	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 12.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2729	培养小室, 12 孔板, PET 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2730	培养小室, 12 孔板, PET 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2731	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2732	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2733	培养小室, 12 孔板, PC 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2734	培养小室, 12 孔板, PET 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2735	培养小室, 12 孔板, PET 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2736	培养小室, 12 孔板, PET 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 12 mm	48
734-2737	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2738	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2739	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 12.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2740	培养小室, 24 孔板, PET 膜, 0.1 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2741	培养小室, 24 孔板, PET 膜, 1.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2742	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2743	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2744	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2745	培养小室, 24 孔板, PC 膜, 5.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2746	培养小室, 24 孔板, PET 膜, 0.4 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2747	培养小室, 24 孔板, PET 膜, 3.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48
734-2748	培养小室, 24 孔板, PET 膜, 8.0 µm, 细胞培养处理, 无菌, 6.5 mm	48



VWR® 细胞刮刀和细胞铲

特别的设计可以更加轻松和高效地收获细胞，细胞刮刀用于细胞培养瓶，细胞铲用于培养皿收获细胞如干细胞

- 防滑设计可以更好地操控
- 薄，灵活转动，TPE，保护细胞不受伤害
- 单个包装
- 伽玛射线灭菌
- 无热原

货号	产品描述	包装(个)
734-2602	细胞刮刀, 无菌, 25 cm 长, 宽 20 mm	100
734-2603	细胞铲, 无菌, 25 cm 长, 宽 20 mm	100
734-2604	细胞刮刀, 无菌, 39 cm 长, 宽 20 mm	100
734-2605	细胞铲, 无菌, 39 cm 长, 宽 20 mm	100



VWR® 滚瓶

- 滚瓶适用于大规模细胞培养
- 适配人工或者机械臂操作
- 细胞培养处理易于细胞贴壁
- 褶皱表面可以增加表面积
- 盖子防滑设计易于打开
- 装配两种盖子即可密闭培养也可透气培养
- 瓶身丝印刻度
- 无热原
- 温度范围从-20至+50°C
- 每箱都有批号方便追踪查询
- 生产符合ISO 9001, ISO 13485

货号	产品描述	包装(个)
734-2749	滚瓶, 细胞培养处理, 490 cm ² , 透气/密封盖, 无菌, 1,000 mL	40
734-2750	滚瓶, 细胞培养处理, 850 cm ² , 透气/密封盖, 无菌, 2,000 mL	40
734-2751	滚瓶, 细胞培养处理, 850 cm ² , 透气/密封盖, 无菌, 2,000 mL	40
734-2752	滚瓶, 细胞培养处理, 850 cm ² , 透气盖, 无菌, 2,000 mL	40
734-2753	滚瓶, 细胞培养处理, 褶皱设计, 1,900 cm ² , 密封盖, 无菌, 2,000 mL	40



VWR® 实验室瓶，圆形，螺旋盖

3.3级硼硅玻璃，PP螺旋盖

经济实用，大量用于实验室。圆形，刻度，DIN GL 32或GL 45螺纹，倾倒环和蓝色PP螺旋盖。

- 优良的耐化学性
- 耐高温
- 热膨胀极小，较耐温度变化
- 生产符合ISO 4796



货号	产品描述	包装(个)
215-3261	试剂瓶, 50 mL	10
215-1592	试剂瓶, 100 mL	10
215-1593	试剂瓶, 250 mL	10
215-1594	试剂瓶, 500 mL	10
215-1595	试剂瓶, 1,000 mL	10
215-1596	试剂瓶, 2,000 mL	10
215-0057	试剂瓶, 5 L	1
215-0058	试剂瓶, 10 L	1
215-0059	试剂瓶, 20 L	1



VWR® 实验室瓶，圆形，琥珀色，带螺旋盖

琥珀色硼硅玻璃器皿，带PP螺旋盖

经济适用于多种实验室应用。圆形，带刻度，DIN GL 45螺纹，倾倒环和蓝色PP螺旋盖。琥珀色，可保护光敏材料。

- 优良的耐化学性
- 耐高温
- 热膨胀极小，耐温度变化
- 生产符合ISO 4796



货号	产品描述	包装(个)
215-3275	试剂瓶, 50 mL	1
215-2325	试剂瓶, 100 mL	1
215-2326	试剂瓶, 250 mL	1
215-2327	试剂瓶, 500 mL	1
215-2328	试剂瓶, 1,000 mL	1
215-2329	试剂瓶, 2,000 mL	1
215-2330	试剂瓶, 5 L	1
215-2337	试剂瓶, 10 L	1
215-2338	试剂瓶, 20 L	1



VWR® 可高温高压灭菌垃圾袋

- 由聚丙烯材质制造
- 多种规格, 不同厚度可选
- 自带封口带封口
- 可耐受135°C高温(275°F)
- 通过ASTM D 1709-04规定165g落锤试验

货号	产品描述	包装(个/包)
95042-556	VWR®可高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明, 61x76.2 cm	100
14220-012	VWR®可高温高压灭菌垃圾袋, 1.5 mil, 聚丙烯, 透明, 61x76.2 cm	500
14220-004	VWR®可高温高压灭菌垃圾袋, 1.5 mil, 聚丙烯, 红色, 48.3x61 cm	100



VWR® 耐用高温高压灭菌垃圾袋

- 由聚丙烯材质制造
- 透明色带有生物危害标志
- 自带封口带封口
- 可耐受135°C高温(275°F)
- 通过ASTM D1299-94A规定480g撕裂试验

货号	产品描述	包装(个/包)
14220-098	VWR®耐用高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明带生物危害标志, 96.5x121.9 cm	100
14220-096	VWR®耐用高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明带生物危害标志, 61x91.4 cm	200
14220-092	VWR®耐用高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明带生物危害标志, 61x76.2 cm	200
14220-090	VWR®耐用高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明带生物危害标志, 30.5x61 cm	200
14220-094	VWR®耐用高温高压灭菌垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明带生物危害标志, 63.5x88.9 cm	200



89129-472

VWR® 可高温高压灭菌生物危害垃圾袋

- 由聚丙烯材质制造
- 适合处理生物危害垃圾
- 部分带有灭菌指示标记, 方便判断是否灭菌充分
- 可耐受135°C高温(275°F)
- 通过ASTM D 1709-04规定165g落锤试验



14220-086



11215-822

货号	产品描述	包装(个/包)
89129-472	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 黄色, 带灭菌指示, 61x91.4 cm	200
89129-468	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 黄色, 带灭菌指示, 35.6x48.3 cm	200
14220-026	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 黄色, 带灭菌指示, 20.3x30.5 cm	400
14220-070	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明, 61x91.4 cm	200
14220-066	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 透明, 30.5x61 cm	200
14220-034	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 红色, 带灭菌指示, 91.4x114.3 cm	100
14220-032	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 红色, 带灭菌指示, 63.5x88.9 cm	200
14220-030	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 红色, 带灭菌指示, 48.3x61 cm	200
14220-028	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 红色, 带灭菌指示, 35.6x48.3 cm	200
14220-052	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 橘红色, 带灭菌指示, 63.5x88.9 cm	200
14220-048	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 2 mil, 聚丙烯, 橘红色, 带灭菌指示, 35.6x48.3 cm	200
14220-088	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 3 mil, 聚丙烯, 双层, 96.5x122 cm	50
14220-086	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 3 mil, 聚丙烯, 双层, 61x91.4 cm	250
11215-822	VWR®可高温高压灭菌生物危害垃圾袋, 4 mil, 聚丙烯, 红色, 30.4x61 cm	50

VWR中国

上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场256室

邮编：200123

电话：400-821-8006

电子邮箱：info.china@vwr.com

更多信息请访问 cn.vwr.com



VWR中国官方微信